

DC 430 MA P

III

Leistungsfähige Körperanalysewaage mit integriertem Drucker

NEU

Hauptmerkmale

- Ganzkörperzusammensetzungsanalyse in 15 Sekunden mit klinisch präziser Tanita Dualfrequenz BIA Technologie
- Eingebauter Drucker liefert sofortiges Auslesen der Ergebnisse mit Kopfzeilenanalyse.
- Ergebnisse werden automatisch auf der SD-Karte gespeichert, an einen PC gesendet oder gedruckt.
- GMon Pro Software kompatibel, ermöglicht Trendanalyse, Gesundheitsgefährdungseinschätzung und volles Datenmanagement.
- Plattform mit niedrigem Profil für zusätzliche Stabilität
- Max. Gewichtskapazität 270kg mit 100g Präzision
- MDD Zulassung, NAWI Klasse III
- 3 Jahre Garantie

Messungen

- Körperfett in %
 - Fettmasse (kg),
 - Fettfreie Masse (kg)
 - Muskelmasse (kg)
 - Gesamtkörperwasser in %/kg
 - Body Mass Index
 - Knochenmasse (kg)
 - Körperbauwert
 - Einstufung des Viszeralfetts
 - Grundumsatz (kcal)
 - Grundumsatzindikator
 - Stoffwechselalter
- **Analyse zum Ausdrucken:**
 - Körperfettanalyse
 - Muskelmasseanzeige
 - BMR Anzeige
 - Körperbauwert
 - Ziel: BF und Gewicht

